

UTILISATION D'UN CONNECTEUR INTER-SERINGUE POUR LA PRÉPARATION D'UN MÉDICAMENT IV

MATÉRIEL

- Connecteur inter-seringue
- Seringues IV de taille appropriée selon les quantités à prélever
- Solution de dilution
- Médicament à administrer
- Étiquette


NORMES

- Cette méthode doit être privilégiée à la technique de transfert avec aiguille.
- L'espace mort du connecteur est de 0.15 ml.
- Le connecteur inter-seringue est à usage unique.
- L'utilisation du connecteur inter-seringue est pour des solutions intraveineuses seulement.
- Les seringues de NaCl 0,9% pré-remplies ne peuvent pas être utilisées pour effectuer des dilutions.
- Les embouts du connecteur sont des embouts femelles identiques, il n'y a pas de sens pour connecter les seringues.

ALERTES

- Cette technique ne s'applique pas aux patients hospitalisés en néonatalogie.

ÉTAPES



Apposer l'étiquette identifiant le patient et le médicament sur la seringue (Voir [section préambule de l'administration des médicaments](#)).

Disposer du matériel selon les normes.

Consultations:

- Comité Pharmaco-DSI
- Véronique Pelchat, conseillère en soins infirmiers, DSI
- Stéphanie Duval, CCSI, DSI